


## FICHA TÉCNICA

### ESTACION DE EMERGENCIA DE SUMINISTRO DE OXIGENO

Los sistemas de oxígeno de las “Instituciones para el Cuidado de la Salud” que tienen una fuente de suministro fuera del edificio deberán tener una entrada para conectar fuentes de suministro temporal, que atienda casos de emergencia o trabajos de mantenimiento. Esta conexión deberá incluir todas las válvulas necesarias para permitir un suministro de oxígeno y aislación de la fuente de suministro normal.



# ESPECIFICACIONES



## CARACTERISTICAS

- Conexión de Entrada CGA-540 de Baja presión.
- Carcasa Impermeable con mecanismo de cierre, para montaje en el exterior.
- Manómetro de 2" de 0-14 kg/cm<sup>2</sup> para visualizar la presión de suministro.
- Válvula de Alivio configurada a 65 psi de ajuste automático después de la descarga.
- Válvulas de Seccionamiento fabricadas en latón de 3 cuerpos Tipo bola Serie 411.

